

# Гальваник

Прибор для спа-процедур **ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II** – современная альтернатива ботоксу и мезотерапии. 

Многие женщины в погоне за красотой и молодостью идут на риск – делают пластические операции. Мне кажется, что прежде чем решиться на этот шаг лучше взвесить все за и против, реально  оценить риски перед походом в клинику пластической хирургии однозначно необходимо! В настоящее время аппаратная косметика для лица уже перестала быть новшеством, которого стоит бояться. Она развивается стремительными темпами. Это беспроблемная альтернатива пластической хирургии, так как она и эффективна, и безопасна. Применяется аппаратная косметология для лица, волос, тела. Благодаря применению аппаратной косметологии, мы помогаем женщинам надолго сохранить молодость и привлекательность.

**Гальванические микротоки** – отличный выбор для тех, кто желает добиться омоложения, не подвергаясь инъекционным процедурам и пластической хирургии! Многие мои клиентки, которые прошли курс, считают, что никакая косметика не смогла бы добиться такого результата, аналогичного пластической операции.

С помощью миниатюрного прибора «гальваник спа-систем 2», Вы, дорогие женщины **можете получить отличные результаты**, а именно:

- Улучшаются обменные процессы в клетках мягких тканей лица, шеи и всего тела. Усиливается лимфоток, с которым выводятся шлаки, и параллельно усиливается приток питания и кислорода. За счет этого повышается тонус эластиновых и коллагеновых волокон, что влечет за собой разглаживание морщин,
- Кожа становится более эластичной и упругой,
- Изменяется цвет кожи – она становится светлее, так как из тканей уходят токсины,

- Мышцы тонизируются, корректируется овал лица (подтягиваются щеки, подбородок, поднимаются брови, разглаживаются мимические морщины).

Давайте рассмотрим, за счёт чего это происходит?

В основу работы аппарата Galvanic SPA II заложена процедура **электроиономезофореза** – введение в кожу ионов биологически активных веществ с использованием безопасных слабых гальванических токов.

- На протяжении многих лет, специалисты SPA-салонов используют гальванические микротоки для того, чтобы вернуть коже молодость, сделать ее гладкой, упругой и сияющей,
- При гальванизации в кожных тканях образуется электрический ток – он создается ионами, содержащимися в растворах электролитов, которые входят в состав жидких частей тканей. Эффект определяется полярностью и активными веществами, нанесенными на кожу и на обрабатываемые области.
- Уникальной особенностью прибора является его встроенный чип, подбирающий силу тока, с учетом характеристик Вашей кожи, таких как ее толщина, увлажненность и чувствительность,
- Сила тока, подаваемая на электрод аппарата, будет оптимальной и достаточной именно для Вашей кожи,
- Другой уникальной характеристикой аппарата Galvanic SPA II является возможность менять полярность электрода: он может быть как катодом, так и анодом, в зависимости от выполняемой процедуры,
- Вместе с легким миостимулирующим действием аппарата Galvanic SPA, эффект от гальванической процедуры с использованием специальной поляризованной косметики NuSkin просто потрясает! Гальванический ток с применением высокоактивных косметических средств, действующие компоненты которых находятся в ионизированной форме, способен доставить биологически

активные вещества в глубинные слои кожи,

- Мы можем эффективно решать свои проблемы, используя прибор для глубокого безинъекционного введения составов с компонентами водорослей мертвого моря и другими компонентами, применяемыми в лучших СПА центрах, которые представлены в серии наших специальных гелей – AgeLOC.

### **AgeLOC – возраст на замок!**

Благодаря уникальному исследованию компании NuSkin найден ключ – **уникальная технология «Блокируем возраст»**, которая использована в создании новой усовершенствованной формулы гелей для лица NuSkin Galvanic Facial Gel. Это мощный блокатор возраста.

Гели для процедуры Galvanic SPA содержат запатентованное сочетание ингредиентов технологии ageLOC, которые эффективно замедляют процессы старения в клетках кожи.

### **Прибор со специальными средствами применяется для:**

- Комплексного омоложения, лечения кожи лица и декольте (восстанавливает тонус мышц, устраняет вялость кожи, уменьшает отечность, стресс, за счет выведения глубоких токсинов, уменьшает пигментацию, расширенные поры и сосудистую сетку),
- Устранения мимических морщин (расслабляет мимические мышцы и восстанавливает уровень коллагена, за счет введения в глубокие слои кожи специальных компонентов, входящих в состав гелей),
- Лечение кожи лица и декольте (помогает избавиться от акне (прыщей) и его последствий, уменьшает и устраняет шрамы, нормализуя работу клеток кожи),
- Лечение целлюлита и стрий (растяжек) (расщепляет жировые отложения и способствует их выведению из организма, уменьшает объем, разглаживает поверхность и восстанавливает упругость кожи),

- Лечение волос (их выпадения) и лечения кожи головы (восстанавливает кровоснабжение, обменные процессы в коже и волосах, возбуждает и утолщает луковицу, глубоко насыщает целебными компонентами водорослей, восстанавливает структуру волос).

#### **Показания для применения:**

- увядающая кожа,
- возрастные изменения,
- гиперкератоз,
- укрепление ногтевых пластинок,
- постугревые рубцы,
- себорея,
- угревая сыпь,
- пигментные пятна,
- купероз,
- реабилитация после пластических операций, лазерных шлифовок,
- послеоперационные и послеродовые рубцы,
- целлюлит,
- выпадение волос.

#### **Эффективность:**

- Специально разработанные продукты, совместимые со строением кожи и волос, содержат необходимые компоненты, что стимулирует работу клеток,
- Гальванический ток с применением высокоактивных омолаживающих антивозрастных косметических средств, действующие компоненты которых находятся в ионизированной форме, способен доставить биологически активные вещества в глубинные слои кожи.

В зависимости от Вашего здоровья и состояния кожи длительность курса составляет от 10 до 15 сеансов. Прекрасно сочетается с другими косметологическими процедурами.

График посещений – 2 раза в неделю. Безболезненность,

безопасность, универсальность, всесезонность гарантируются.

**Видимые результаты после первой процедуры!**