

ДАРСОНВАЛЬ

Хочется Вас познакомить с очень важным и нужным прибором в косметологической работе: Я использую в своей работе различные методики омоложения, которые подбираю индивидуально по показаниям для каждой моей клиентки.



Одним из таких вариантов является уникальный метод электротерапии – дарсонвализация, осуществляемый посредством физиотерапевтического аппарата «Дарсонваль», суть которого заключается в воздействии на кожу человека переменными высокочастотными импульсными токами высокого напряжения. Существует несколько методов работы аппаратом «Дарсонваль»

Прямой метод подразделяется на контактный и дистанционный. Преимущественно применяем после косметической чистке лица.

Обратный метод. Этот метод мы применяем когда хотим сделать венский массаж лица.

Во время массажа ток проходит через электрод и пальцы косметолога. Во время массажа происходит улучшение венозного оттока крови, Улучшение циркуляции крови, Увеличение интенсивности обмена веществ.

Ещё один способ применения этого аппарата – остановка выпадения волос, восстановление роста волос и снятие головной

боли.

Проходить надо процедуры курсом 10-15 процедур.

К применению аппарата существуют показания и противопоказания.